

Anti-His Affinity Gel(Anti-His 标签亲和纯化凝胶)

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Anti-His Affinity Gel(Anti-His 标签亲和纯化凝胶)	20589ES03	1 mL
	20589ES08	5 mL
	20589ES25	25 mL
	20589ES60	100 mL

产品描述

Anti-His Affinity Gel (Anit-His 亲和纯化凝胶) 由高质量的鼠源 IgGl 单克隆抗体与 sepharose 4B gel 通过供价偶联制备,本产品具有较高的 His 标签融合蛋白加载容量(至少为 1.1 mg protein/mL 凝胶),杂蛋白非特异结合少,可用于带有 His 标签的融合蛋白免疫沉淀(IP)和纯化。

Yeasen 生物提供的 Anit-His 亲和纯化凝胶可用于纯化 N-端、C-端、4×His、5×His、6×His 融合蛋白。

产品性质

亚型(Isotype)	Mouse IgG1
纯化方法(Purity)	Protein A
抗体浓度(Antibody Concentration)	7.5 g 抗体/L 凝胶
应用(Application)	蛋白纯化,免疫沉淀(IP)
蛋白结合量(Protein)	≥1.1 mg 蛋白/mL 凝胶
储存缓冲液(Buffer)	TBS,50%甘油,pH 7.4,含有 0.02% (w/v)叠氮钠

运输和保存方法

冰袋运输。未开封的产品在-20℃下可稳定保存1年。禁止在不含甘油的溶液中冻存。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途!

使用方法(所有离心操作都在4℃进行)

- 1) 轻微重悬 Anti-His Affinity Gel, 形成均一溶液。转移 40-100 μL 混合液 (20-50 μL gel) 至新的离心管中。
- 2)加入 500 μL PBS,轻轻的重悬 Anti-His Affinity Gel,10,000 rpm 离心 60 s,弃上清,重复上述步骤 2 次。注意:尽可能去除上清,但不要吸到凝胶。
- 3) 加入 100 μL 细胞裂解液,混匀。室温孵育至少1小时,边孵育边轻摇。
- 4) 10,000 rpm 离心 60 s, 去除上清。可将上清液转移到新的离心管中保存以后检测。
- 5) 沉淀用 0.5 mL PBST 洗 3-4 次, 10,000 rpm 离心 60 s, 去尽上清。
- 6) 加入 40 μL 2×蛋白上样缓冲液, 煮沸 10 min。10,000 rpm 离心 60 s, 小心转移上清, 用于 SDS-PAGE 检测。

网址: www.yeasen.com 第1页, 共1页