

SuRi rProtein A Agarose Resin 耐碱重组蛋白 A 琼脂糖纯化树脂

产品信息

产品名称	产品编号	规格	价格 (元)
SuRi rProtein A Agarose Resin 耐碱重组蛋白 A 琼脂糖纯化树脂	36401ES08	5 mL	900.00
	36401ES25	25 mL	2800.00
	36401ES60	100 mL	9500.00

产品描述

天然蛋白 A (Protein A) 是一种发现于金黄色葡萄球菌的细胞壁表面蛋白, 与分离自 G 型或 C 型链球菌属的蛋白 G 类似, 主要通过与其免疫球蛋白 (Ig) 的 Fc 区相互作用, 结合大多数哺乳动物的 IgG, 可用于多种抗体 (单抗和多抗) 的分离纯化。在与不同的免疫球蛋白亚类的结合特性上, Protein A 和 Protein G 结合性能不太一样 (详见附录 1)。

本品使用的是基因改造后的蛋白 A, 不仅维持其本身的 Ig 亲和特性, 同时也去除了天然蛋白本身的非主要结合域以降低非特异性结合, 耐碱 rProtein A Agarose Resin 以琼脂糖凝胶为基质, 修饰的耐碱重组 Protein A 为配基, 具有很高的物理化学稳定性。利用本品经过一步亲和层析, 即可从腹水、血清和培养液等样品中得到高纯度的抗体, 使用方便, 应用广泛。

产品性质

基质 (Matrix)	4%高度交联的琼脂糖微球
配体 (Ligand)	耐碱重组 Protein A
孔径 (Bead size)	90 μm
耐压 (MPa)	0.3 MPa
储存缓冲液 (Buffer)	含 20%乙醇的 1 \times PBS
载量 (Capacity)	50 mg/mL
耐碱性 (alkali resistance)	0.1-0.5M NaOH

保存方法

2~8 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 有效期 5 年。

注意事项

- 1) 请勿冷冻保存本产品。
- 2) Protein A 琼脂糖珠使用前一定要充分颠倒若干次, 使琼脂糖珠混合均匀。
- 3) 所有操作过程中, 样本需要在 4 $^{\circ}\text{C}$ 或冰上操作。
- 4) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5) 本产品仅作科研用途!

使用方法

1 缓冲液的配制

建议以下缓冲液在使用前用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤。

平衡/结合/洗杂缓冲液: 0.15 M NaCl, 20 mM Na₂HPO₄, pH7.0

洗脱缓冲液: 0.1 M 甘氨酸, pH 3.0

中和液: 1 M Tris-HCl, pH 8.5

2 样品准备

上柱之前要确保样品溶液有合适的离子强度和 pH 值，可以用结合/洗杂缓冲液对血清样品、腹水或细胞培养液稀释，或者样品用结合/洗杂缓冲液透析。

3 装柱

将耐碱 rProtein A Agarose Resin 装入合适的层析空柱中，注意避免产生气泡。

4 样品纯化

- 1) **平衡:** 用 5 倍柱体积的结合 Buffer 平衡层析柱，使填料处于与目的蛋白相同的缓冲体系下，起到保护蛋白的作用。
- 2) **上样:** 将样品加到平衡好的 rProtein A Agarose Resin 中，保证目的蛋白与树脂充分接触，提高目的蛋白的回收率，收集流出液，待检测。
- 3) **洗杂:** 用 10-15 倍柱体积的洗杂 Buffer 进行清洗，去除非特异性吸附的杂蛋白，收集洗杂液。
- 4) **洗脱:** 使用 5-10 倍柱体积的洗脱 Buffer，收集洗脱液，即目的蛋白组分。
- 5) **CIP 清洗及保存:** 一般使用大于 3CV 的 0.1-0.5 M NaOH，接触时间为 15 min；然后用 5CV 的平衡液冲洗至中性。最后再用 5 倍柱体积的 20%的乙醇平衡，然后保存在等体积的 20%的乙醇中，置于 4°C 保存，防止填料被细菌污染。

5 SDS-PAGE 检测

将纯化过程中得到的样品（包括原始样品、流出组分、洗杂及洗脱组分等）利用 SDS-PAGE 进行检测，判定其纯化效果。

附录 1. 蛋白 A, G 对不同物种 Ig 的结合能力总表

免疫球蛋白亚型	Protein A	Protein G	免疫球蛋白亚型	Protein A	Protein G
Human IgG	++++	++++	Mouse IgG	++++	++++
Human IgG1	++++	++++	Mouse IgG1	+	++++
Human IgG2	++++	++++	Mouse IgG2a	++++	++++
Human IgG3	+	++++	Mouse IgG2b	+++	+++
Human IgG4	++++	++++	Mouse IgG3	++	+++
Human IgM	Use anti-Human IgM		Mouse IgM	Use anti-Mouse IgM	
Human IgE	NR	NR	Chicken IgG (IgY)	NR	NR
Human IgA	+	NR	Cow IgG	++	++++
Human IgA1	+	NR	Goat IgG	+	++
Human IgA2	+	NR	Goat IgG1	+	++++
Human IgD	Use anti-Human IgD		Goat IgG2	++++	++++
Rat IgG	+	++	Goat IgM	NR	NR
Rat IgG1	NR	+	Guinea Pig IgG	++++	++
Rat IgG2a	NR	NR	Guinea Pig IgG1	++++	++
Rat IgG2b	NR	+	Guinea Pig IgG2	++++	++
Rat IgG3	+	++	Hamster IgG	+	++
Sheep IgG	+	++	Horse IgG	++	++++
Sheep IgG1	+	++	Rabbit IgG	++++	+++
Sheep IgG2	+	++	Rabbit IgM	NR	NR
Sheep IgM	NR	NR	Rabbit All isotypes	+++	++
Pig IgG	+++	+++	Monkey IgG	++++	++++
Cat IgG	++++	+	Donkey IgG	++	++++
Dog IgG	++	+			

(+)= weak binding; (++)= moderate binding; (++++)= strong binding; NR= not recommended; (-)= not tested;

附录 2 常见问题与解答

问题	可能原因	推荐解决方法
柱子反压过高	筛板被堵塞	清洗或更换筛板
	填料被堵塞	清洗填料 裂解液中含有微笑的固体颗粒, 建议上柱前使用 0.22 μm/0.45 μm 滤膜过滤。
样品纯化过程中曲线不稳	样品或 buffer 中有气泡	赶出气泡
		样品和 buffer 进行脱气
洗脱组分中没有目的蛋白	样品中抗体浓度太低	使用其抗原做配体的介质
	抗体被降解	适当的提高洗脱 pH
	样品与 Protein A 结合力低	换用 Protein G 或 Protein A/G 树脂纯化
回收率逐渐减低	上样量太多	减少上样量
	柱子太脏, 载量降低	清洗树脂