

Ver.CN20240614

PNGase F, N-糖苷酶 F(100000 U/mL)

产品简介

PNGase F (N-糖苷酶 F)是一种酰胺水解酶,经过和平空间站伊丽莎菌克隆,主要由脑膜炎脓杆菌等革兰氏阴性菌分泌。 翌圣 PNGase F, N-糖苷酶 F (100000 U/mL)在酵母中重组表达(比活性:100000 U/mL),可以裂解由天冬酰胺连接的高甘露糖、杂合和复杂的寡糖糖蛋白。 PNGase F 的切割位点为糖蛋白内侧 N-乙酰葡萄糖胺(GlcNAc)和天冬酰氨残基之间的酰胺键,同时将酶解后蛋白上的天冬氨酰转化为天冬氨酸。 本产品带 His 标签,常应用于抗体及其相关蛋白完全去糖基化。另外,我司还提供 Fast PNGase F, N-糖苷酶 F(快速版)(Cat#20406ES,可以在数分钟内对抗体、免疫球蛋白、融

另外, 我司还提供 Fast PNGase F, N-糖苷酶 F (快速版) (Cat#20406ES, 可以在数分钟内对抗体、免疫球蛋白、融合蛋白以及其他糖蛋白进行彻底和快速的去糖基化) , PNGase F, N-糖苷酶 F (750000 U/mL) (Cat#20415ES, 比活性: 750000 U/mL),以及其他类型的糖苷酶,如 Endo H 糖苷内切酶 H (Cat#20414ES), Endo S 糖苷内切酶 S (Cat#20413ES)。

产品信息

| 编号 | 组分名称 | 组分成分 | 20407ES01 | 20407ES02 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 20407-A | PNGase F | PNGase F | 15000 U | 75000 U |
| 20407-B1 | Buffer 1 (10×) | 5% SDS; 400 mM DTT | 150 μL | 750 μL |
| 20407-B2 | Buffer 2 (10×) | 200 mM Tris, PH 7.5 | 300 μL | 1500 μL |
| 20407-B3 | 10% NP-40 | 10% NP-40 in MilliQ-H₂O | 300 μL | 1500 μL |

产品性质

| 中文别名(Chinese synonym) | N-糖酰胺酶 F; 肽 N-糖苷酶 F | |
|------------------------|--|--|
| 英文别名(English synonym) | PNGase F | |
| 来源(Source) | 酵母重组表达 | |
| 分子量(Molecular weight) | 36 kDa | |
| 比活性(Specific activity) | 100000 U/mL | |
| 缓冲液组分(Buffer) | 20 mM Tris-HCl pH 7.5, 50 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50% Glycerol | |
| 酶活定义(Unit Definition) | 1 个酶活力单位指在 10 μL 的反应体系中,37℃条件下 1 小时从 10 μg 变性 | |
| | RNase B 中除去超过 95%的碳水化合物所需要的酶量。 | |

储存条件

-25~-15°C保存,有效期1年。

使用方法

1、变性条件下蛋白质去糖基化:

- 1) 在水中加入 1 μL Buffer 1 和目标糖蛋白(1-20 μg), 至终体积 10 μL;
- 2) 100℃温度下煮沸 10 min 使其变性,冰上冷却,离心 10 秒;
- 3)加入 2 μ L 的 Buffer 2、2 μ L 的 10%NP-40、6 μ L 去离子水,总反应体积 20 μ L;
- 4) 加入 1-2 μL 的 PNGase F, 轻轻混匀。在 37℃孵育 1-3 h。

网址: www.yeasen.com 第 1 页 共 2 页



2、非变性条件下蛋白质去糖基化:

- 1)在水中加入 2 μ L 的 Buffer 2 和目标糖蛋白(1-20 μ g)至最终体积为 20 μ L。
- 2) 加入 2~5 μL 的 PNGase F, 轻轻混匀。
- 3) 37°C 孵育 4-24 h。

注意:在变性条件下大多数底物能够更好的去糖基化,在非变性条件下可能需要增加 PNGase F 的量和延长孵育时间。

注意事项

- 1. PNGase F 建议搭配我司提供的配套缓冲液使用,按我司说明书建议的操作量配套缓冲液足够。如您由于使用体系造成配套缓冲液不足,可咨询当地销售进行购买(Cat#20407-B,包含 20407-B1(750 μ L)、20407-B2(1500 μ L)、20407-B3(1500 μ L))
- 2. 本产品仅作科研用途。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

网址: www.yeasen.com 第 2 页 共 2 页