

PucEuiP®数显轨道摇床

Cat#80470

使用说明书
Product Manual



目 录

产品信息.....	1
产品描述.....	1
产品清单.....	1
结构示意图.....	1
产品特点.....	1
技术参数.....	2

产品信息

产品名称	产品编号	规格
PucEquip®数显轨道摇床	80470ES03	台

产品描述

翌圣 ES-OS20 台式轨道振荡器适用于实验室工作台，采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动，广泛应用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。

该设备质保期为 1 年。

产品清单

主机	1 台
电源适配器	1 个
产品手册	1 本
合格证	1 个

结构示意图



(图片供参考，具体以实物为主)

产品特点

1. 电子调节速度和时间
2. 双 LED 屏，分别显示时间和速度
3. 速度范围 40-200 rpm
4. 固定板面，最大载重量为 2 kg
5. 支持连续工作模式
6. 定时功能，范围为 1 min~19 h 59 min
7. 宽电压设计

技术参数

项目	参数
工作盘尺寸	268*268 mm
圆周直径	20 mm
最大载重量	2 kg
速度范围	40-200 rpm
速度显示	LED
定时器显示	LED
时间设置范围	1 min ~ 19 h 59 min
电机类型	直流电机
外壳防护等级	IP21
电压	100-240 V, 50/60 Hz
功率	20 W
尺寸 (L x W x H mm)	294 x 348 x 123
重量	3.1 kg

Good science

Good products

翌圣生物科技（上海）股份有限公司

服务电话:400-6111-883

咨询邮箱:marketing@yeasen.com

网 址:www.yeasen.com

地 址:上海市浦东新区国际医学园区天雄路166号1号楼402室

