

10 μ L 单通道移液器

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|-------------------|-----------|---------|
| 10 μ L 单通道移液器 | 84703ES01 | 1 PCS/盒 |

产品简介

移液器是生物医药、化学分析、生命科学等领域中常用的一种实验工具，能够准确地分配和传递微量样品液体。在实验室中，移液器广泛应用于 PCR 反应、基因工程、蛋白分析、细胞培养和高通量筛选等领域。

翌圣生物移液器有如下特点：1. 精度准确，移液器误差小。2. 经久耐用。3. 搭配吸头，确保良好的气密性。4. 适配市面上绝大部分的吸头。

移液器使用步骤如下：检查移液器情况；设定容量值；装吸头；吸液；排液；退吸头；移液器归位至移液器架上。

10 μ L 单通道移液器（84703ES）、20 μ L 单通道移液器（84704ES）、100 μ L 单通道移液器（84705ES）、200 μ L 单通道移液器（84706ES）、1000 μ L 单通道移液器（84707ES）五款均为翌圣生物单通道移液器。其中，10 μ L 单通道移液器（84703ES）适配 10 μ L 通用吸头，20 μ L 单通道移液器（84704ES）适配 10 μ L 无滤芯通用吸头和 10 μ L 加长通用吸头，100 μ L 单通道移液器（84705ES）和 200 μ L 单通道移液器（84706ES）适配 200 μ L 通用吸头，1000 μ L 单通道移液器（84707ES）适配 1000 μ L 和 1250 μ L 通用吸头。

移液器产品匹配翌圣吸头产品信息：

| 移液器产品 | 适配翌圣吸头产品名称 | 适配翌圣吸头产品货号 | 适配翌圣吸头产品规格 |
|--|--------------------------|------------|------------------|
| 10 μ L 单通道移液器 | 10 μ L 袋装吸头 | 83010ES20 | 20 包/箱 |
| | 10 μ L 盒装无菌吸头 | 83020ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 10 μ L 盒装滤芯无菌吸头 | 83030ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 10 μ L 加长吸头袋装-未灭菌 | 83011ES10 | 1000 支/包, 10 包/箱 |
| | 10 μ L 滤芯袋装吸头 | 83012ES20 | 1000 支/包, 20 包/箱 |
| | 10 μ L 加长吸头盒装, 灭菌 | 83021ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 10 μ L 加长滤芯吸头盒装, 灭菌 | 83031ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| 20 μ L 单通道移液器 | 10 μ L 袋装吸头 | 83010ES20 | 20 包/箱 |
| | 10 μ L 盒装无菌吸头 | 83020ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 10 μ L 加长吸头袋装-未灭菌 | 83011ES10 | 1000 支/包, 10 包/箱 |
| | 10 μ L 加长吸头盒装, 灭菌 | 83021ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| 100 μ L 单通道移液器 200 μ L 单通道移液器 | 200 μ L 袋装吸头 | 83040ES20 | 20 包/箱 |
| | 200 μ L 盒装黄色无菌吸头 | 83050ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 200 μ L 透明滤芯盒装灭菌吸头 | 83060ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 200 μ L 加长吸头袋装-未灭菌 | 83041ES20 | 1000 支/包, 20 包/箱 |
| | 200 μ L 滤芯袋装吸头 | 83042ES20 | 1000 支/包, 20 包/箱 |
| | 200 μ L 加长吸头盒装, 灭菌 | 83051ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 200 μ L 加长滤芯吸头盒装, 灭菌 | 83061ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| 1000 μ L 单通道移液器 | 1000 μ L 袋装蓝色吸头 | 83070ES08 | 5 包/箱 |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------------|
| | 1000 μL 盒装蓝色无菌吸头 | 83080ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 1000 μL 蓝色盒装滤芯无菌吸头 | 83090ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 1000 μL 滤芯袋装吸头 | 83091ES08 | 5 包/箱 |
| | 1250 μL 吸头袋装吸头-未灭菌 | 83100ES08 | 5 包/箱 |
| | 1250 μL 盒装无菌吸头 | 83110ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |
| | 1250 μL 盒装滤芯蓝色无菌吸头 | 83120ES50 | 50 盒/箱, 96 支/盒 |

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

性能参数

| | |
|-----|----------------------|
| 量程 | 0.5-10 μL |
| 步进量 | 0.02 μL |

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途。
3. 移液器质保一年, 免费换新。