

## DEPC-treated Water (DNase、RNase free)

### DEPC 水 (无 DNase、RNase)

#### 产品简介

DEPC 水 (DEPC-treated Water) 是用 0.1% DEPC (diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯) 处理, 再经高温高压消毒的 MiliQ 纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等。

#### 产品信息

货号	10601ES01 / 10601ES10 / 10601ES60 / 10601ES76
规格	1 mL / 10 mL / 100 mL / 500 mL

#### 储存条件

2~8°C 保存。有效期 1 年。若每次的使用量很小, 可分装后再使用。

#### 注意事项

1. 本制品经高温高压灭菌后溶液中已不含 DEPC, 使用时应避免 RNase 污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!