

## 青霉素-链霉素-新霉素 (PSN), 100X

### 产品简介

在体外细胞培养中为预防微生物污染，常在培养液中加入抗生素。其中，以青霉素的使用最为广泛。而青霉素、链霉素和新霉素对革兰阳性细菌和革兰阴性细菌具有较好的联合抗菌作用，可以防止细胞培养受到细菌污染。

本产品经 0.1 $\mu$ m 过滤除菌，含有青霉素 G 钠盐 5 kU/mL、硫酸链霉素 5 mg/mL、硫酸新霉素 10 mg/mL。且为 100X 浓缩液，需要稀释后使用，使用时避免反复冻融。

### 产品信息

货号	60290ES60
规格	100 mL
外观	液体
pH	6.1-6.4
溶剂	10mM PBS 缓冲液 (PH 6.2)

### 储存条件

-25~-15°C 避光保存，有效期 3 年。

### 注意事项

1. 本产品仅作科研用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。