

# Medicine Food Homology Compound Library (药食同源化合物库)

## 产品简介

282 种药食同源化合物库的集合，来自于药食同源的中药材，既是食物又是药物，具有预防和治疗疾病的作用，可用于高通量筛选(HTS)和高内涵筛选(HCS)。


## 产品信息


货号	59700ES20 / 59700ES60
规格	20 $\mu$ L/well solution, 10 mM / 100 $\mu$ L/well solution, 10 mM

## 产品性质

产品形式	258 个化合物溶于 DMSO，8 个化合物溶于乙醇，16 个化合物溶于水
产品浓度	10 mM solution
包装	96 孔微孔板形式，带可剥离的封板膜密封 (20 $\mu$ L/孔, 10 mM) 96 孔深孔板形式，带可剥离的封板膜密封 (100 $\mu$ L/孔, 10 mM)
储存	2 weeks   2~8°C   in DMSO 12 months   -25~-15°C   in DMSO 24 months   -85~-65°C   in DMSO
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 282 种药食同源化合物库的集合，涵盖 30 多个靶点</li> <li>• 种类多，结构全，可渗透细胞，活性小分子</li> <li>• 纯度高，品质保证</li> <li>• 部分化合物已通过 FDA 批准，先导化合物重要来源，药物发现的重要研究工具</li> <li>• 可用于高通量筛选(HTS)和高内涵筛选(HCS)</li> </ul>

## 化合物组成





## 储存条件

-85~-65°C保存，有效期 2 年；-25~-15°C保存，有效期 1 年；2~8°C保存，有效期 2 周。避光，保持干燥，避免反复冻融。

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 请勿吸入、吞咽或者直接接触皮肤和眼睛。
3. 在撕去封板膜前，请将 96 孔板恢复至室温后再离心，以免有少量液体粘附在孔板壁或封板膜上，尽量避免损耗或污染。
4. 在给 96 孔板封板时，请使用耐低温的封板膜，孔板正置，避免侧立或颠倒，引起产品损耗或污染。
5. 本产品仅用于科研用途，禁止用于人身上。