

## 2 mL 移液管，灭菌，独立纸塑包装

### 产品信息

| 产品名称               | 产品编号      | 规格            |
|--------------------|-----------|---------------|
| 2 mL 移液管，灭菌，独立纸塑包装 | 84509ES03 | 50 支/包        |
|                    | 84509ES10 | 50 支/包，10 包/箱 |

### 产品简介

Serological Pipette, 2 mL

### 材质

采用医疗级聚苯乙烯材质

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

### 产品特点

1. 采用医疗级聚苯乙烯材质，高透明，化学稳定性，可与常规电动移液器配合使用；
2. 双向刻度设计，可直观读取剩余液体数量，提供额外容量的阴性刻度，管尾彩色圈标识；
3. 带有滤芯过滤塞，防止气雾和液体污染移液器；
4. 具有较强疏水性，确保移液准确；
5. 无 DNase、RNase 以及致热原；
6. 电子束灭菌，无菌独立纸塑包装。

### 注意事项

1. 建议存储在无菌环境下。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途。