

Gravity Chromatography Columns, 5 mL (20 μm)

重力层析空柱, 5 mL (20 μm)

产品简介

翌圣生物提供的重力层析空柱（含空柱、2片筛板、上下盖）适用于多种亲和层析介质的装填，以便于后续相应蛋白的纯化。本品为重力层析空柱, 5 mL (20 μm)，总装填体积 5 mL, 上下 2 片筛板材质为超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE), 平均孔径为 20 μm ，尤其适合孔径为 20~50 μm 的亲 and 层析介质的装填。

如客户介质孔径 > 50 μm ，可选重力层析空柱, 5 mL (50 μm) (Cat#20522ES)，阻挡介质渗出，同时流速相对较快。

产品信息

货号	20722ES03/20722ES08
规格	1 套 / 5×1 套

储存条件

室温保存，有效期 3 年。

注意事项

1. 本产品仅作科研用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。