

Gravity Chromatography Columns, 3 mL (50 μm)

重力层析空柱, 3 mL (50 μm)

产品简介

翌圣生物提供的重力层析空柱 (含空柱、2 片筛板、上下盖) 适用于多种亲和层析介质的装填, 以便于后续相应蛋白的纯化。本品为重力层析空柱, 3 mL (50 μm), 总装填体积 3 mL, 上下 2 片筛板材质为超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE), 平均孔径为 50 μm , 适合孔径 $>50 \mu\text{m}$ 的亲亲和层析介质的装填。

如客户介质孔径为 20~50 μm , 可选重力层析空柱, 3 mL (20 μm) (Cat#20721ES), 阻挡介质渗出。

产品信息

货号	20521ES03/20521ES08
规格	1 套 / 5 \times 1 套

储存条件

室温保存, 有效期 3 年。

注意事项

1. 本产品仅作科研用途。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。