

200 μ L 盒装滤芯低吸附吸头

产品信息

产品名称	产品编号	规格
200 μ L 盒装滤芯低吸附吸头	83065ES03	96 支/盒
	83065ES10	96 支/盒, 10 盒/箱
	83065ES50	96 支/盒, 50 盒/箱

产品简介

翌圣 200 μ L 盒装滤芯低吸附吸头, 采用进口聚丙烯 (PP) 材质, 经特殊处理形成超疏水表面, 液体的吸附力低于普通吸头表面, 最大程度减少挂壁现象。适用于粘稠样品, 昂贵试剂, 蛋白和 DNA 等样品的转移。推荐应用于需要精准定量的实验环节移取, 最大程度保证样品回收和最低残留。另有 10 μ L 盒装滤芯低吸附吸头 (83036ES) 和 1000 μ L 盒装滤芯低吸附吸头 (83094ES) 可供用户选择。

产品特点

- **通用广泛:** 产品性能优越, 适配主流的移液器。
- **精准度高:** 超精密打磨成型技术, 内壁光滑, 超疏水表面, 粘稠液体残留极低, 移液精准, 密封兼容性更好。
- **吸取流畅:** 滤芯孔径小而均匀, 吸取流畅, 保证吸样的精确度。
- **刻度清晰:** 透明度高, 刻度清晰, 便于观察。
- **耐受性强:** $-80^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$ 的耐受范围, 高温高压后不变形。
- **洁净度高:** 无 DNase、无 RNase、无热原、无内毒素。

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

性能参数

移取范围	20-200 μ L
耐受温度范围	$-80 \sim 121^{\circ}\text{C}$

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途。