

# Hieff NGS<sup>®</sup> Universal Post PCR Primer for Illumina

## 通用扩增引物

### 产品简介

Hieff NGS<sup>®</sup> Universal Post PCR Primer for Illumina 是针对 Illumina 平台 TruSeq DNA 文库定向开发的通用扩增引物。该组分经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了实验的稳定性和重复性。

### 产品信息

货号	12247ES04 / 12247ES16/ 12247ES96
规格	4 T /16 T / 96 T

### 组分信息

组分编号	组分名称	12246ES04	12246ES16	12246ES96
12247	Post PCR Primer for Illumina	20 $\mu$ L	80 $\mu$ L	480 $\mu$ L

### 储存条件

-25~-15 $^{\circ}$ C保存，有效期1年。

### 使用说明

与 Hieff NGS<sup>®</sup> Hyb & Wash Kit 杂交捕获系列产品 (Cat#12245) 配套使用。

### 注意事项

- 使用前请确认文库接头类型，保证接头与 Post PCR Primer 适配。
- 本产品仅作科研用途。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。