

## 1x TAE Buffer, TAE 缓冲液(粉末), PH 8.0, 1L

### 产品简介

TAE 缓冲液常用于琼脂糖和聚丙烯酰胺核酸的电泳实验, 可用作电泳以及凝胶配制缓冲液。本产品为 TAE 缓冲液预混粉末,  $pH=8.0\pm 0.1$ , 每包可速配制成 1L 1× TAE 缓冲溶液, 使用时用蒸馏水或超纯水溶解, 定容至 1L 即可。组份信息为 Tris-Acetate 40mM, EDTA 1mM。

60161ES 为 1x TAE Buffer, TAE 缓冲液(粉末), PH 8.0, 1L; 60116ES 为 50×TAE Buffer 50×TAE 溶液, 500mL 液体。

### 产品信息

货号	60161ES10/60161ES50
规格	10 包/袋 / 50 包/盒

### 组分信息

组分名称	60161ES10/60161ES50
规格	10 包/袋 / 50 包/盒
外观	粉末

### 储存条件

室温保存, 有效期 2 年。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途。